

血细胞分析用试剂 使用说明书

前言

感谢您购买血细胞分析用试剂。

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书的内容，以便正确使用该产品。

阅读后请妥善保管本使用说明书，以便需要时可以随时查阅。

邮政编码：518107

电话：+86 755 26008015

传真：+86 755 26746162

网址：www.dymind.com

联系方式（24 小时服务热线）：400-998-7276

制造商：深圳市帝迈生物技术有限公司

生产地址：广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路畔明模具工业园厂房 B 栋 A 区一、二、四楼

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科创新中心 B 座 10 层

医疗器械生产备案凭证编号：粤深食药监械生产备 20150076 号

生产日期和失效日期：见产品标签。

LYG-1 溶血剂

【产品名称】

血细胞分析用溶血剂

【包装规格】

产品型号：LYG-1

规格：200mL、500mL、1L

【预期用途】

用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。

【检验原理】

本品通过溶解红细胞，与释放的血红蛋白结合生成稳定化合物，从而测定血红蛋白含量，同时计算白细胞总数和进行白细胞分类计数。

【主要组成成分】

由十八烷基三甲基氯化铵、柠檬酸-氢氧化钠缓冲液，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。

【储存条件及有效期】

本品应在温度为 2°C~30°C 条件下储存，有效期为 2 年。

本品在 15°C~30°C 温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

【适用仪器】

适用于帝迈公司生产的 UN71、UN73、UN76 血液细胞分析仪。

【使用方法】

将溶血剂恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管插到试剂瓶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书指导进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

装量：装量应不低于标称值。

吸收峰波长：溶血后吸收峰波长 λ_{max} 应不超过 540±10nm。

空白计数：WBC≤0.2×10⁹/L、HGB≤1g/L。

pH 值：4.20±0.20（25.0°C±1.0°C）。

准确性：WBC 不超过±5.0%，HGB 不超过±2.5%。

白细胞直方图：具备小细胞和大细胞两个群体峰，符合适用血液分析仪相应的白细胞分类群要求的峰形及峰位标志。

批间差： $\Delta pH \leq 0.50$ ， $\Delta \lambda_{max} \leq 10nm$ 。

【注意事项】

- 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
- 请勿在有效期后使用。
- 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
- 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
- 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备 20160459 号

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

批准日期：2016 年 12 月 10 日

生效日期：2016 年 12 月 10 日

修改日期：2024 年 10 月 25 日

LYA-2 溶血剂

【产品名称】

血细胞分析用溶血剂

【包装规格】

产品型号：LYA-2

规格：100mL、200mL、500mL、1L

【预期用途】

用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。

【检验原理】

通过溶解红细胞，使白细胞形态发生改变，从而检测白细胞分类结果。

【主要组成成分】

由十烷基三甲基氯化铵、酞酸氢钾-氢氧化钠缓冲液，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。

【储存条件及有效期】

本品应在温度为 2°C~30°C 条件下储存，有效期为 2 年。

本品在 15°C~30°C 温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

【适用仪器】

适用于帝迈公司生产的 DH51、DH53、DH56、DH51CRP、DH53CRP、DH56CRP、D1-CRP、D3-CRP、D5-CRP、DH71、DH73、DH76、DH71CRP、DH73CRP、DH76CRP、D2-CRP、D6-CRP、D7-CRP、DM79、DM78、DM72、DM71、DH79X、DH78X、DH72X、DH71X、UN71、UN73、UN76 血液细胞分析仪。

【使用方法】

将溶血剂恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管插到试剂瓶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书指导进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

装量：装量应不低于标称值。

空白计数：WBC≤0.3×10⁹/L。

pH 值：5.50±0.20（25.0°C±1.0°C）。

白细胞散点图：作用于正常人新鲜血后具备四个白细胞分类散点群，符合适用血液分析仪相应的白细胞分类散点群形状及散点图标志。

批间差： $\Delta pH \leq 0.50$ 。

【注意事项】

- 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
- 请勿在有效期后使用。
- 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
- 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
- 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备 20150321 号

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

批准日期：2015 年 11 月 18 日

生效日期：2015 年 11 月 18 日

修改日期：2024 年 12 月 12 日

LYA-3 溶血剂

【产品名称】

血细胞分析用溶血剂

【包装规格】

产品型号：LYA-3

规格：200mL、500mL、1L、4L

【预期用途】

用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。

【检验原理】

通过溶解红细胞，使白细胞形态发生改变，从而检测白细胞分类结果。

【主要组成成分】

由十烷基三甲基氯化铵、甲酸-氢氧化钠缓冲液，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。

【储存条件及有效期】

本品应在温度为 2°C~30°C 条件下储存，有效期为 2 年。

本品在 15°C~30°C 温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

【适用仪器】

适用于帝迈公司生产的 DH51、DH53、DH56、DH51CRP、DH53CRP、DH56CRP、D1-CRP、D3-CRP、D5-CRP、DH71、DH73、DH76、DH71CRP、DH73CRP、DH76CRP、



D2-CRP、D6-CRP、D7-CRP、DM79、DM78、DM72、DM71、DH79X、DH78X、DH72X、DH71X、UN71、UN73、UN76 血液细胞分析仪。

【使用方法】

将溶血剂恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管插入试剂瓶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书指导进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

装量：装量应不低于标称值。

空白计数：WBC≤0.3×10⁹/L。

pH 值：5.50±0.20（25.0°C±1.0°C）。

白细胞散点图：作用于正常人新鲜血后具备四个白细胞分类散点群，符合适用血液分析仪相应的白细胞分类散点群形状及散点图标志。

批间差：ΔpH ≤0.50。

【注意事项】

- 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
- 请勿在有效期后使用。
- 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
- 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
- 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备 20150321 号

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

批准日期：2015 年 11 月 18 日

生效日期：2015 年 11 月 18 日

修改日期：2024 年 12 月 12 日

DIL-A 稀释液

【产品名称】

血细胞分析用稀释液

【包装规格】

产品型号：DIL-A

规格：10L、20L

【预期用途】

用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临床上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。

【检验原理】

不适用。

【主要组成成分】

由氯化钠、硫酸钠，RF 卡（含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息，RF 卡为选配）组成。

【储存条件及有效期】

本品应在温度为 2°C~30°C 条件下储存，有效期为 2 年。

本品在 15°C~30°C 温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

【适用仪器】

适用于帝迈公司生产的 DH51、DH53、DH56、DH51CRP、DH53CRP、DH56CRP、D1-CRP、D3-CRP、D5-CRP、DH71、DH73、DH76、DH71CRP、DH73CRP、DH76CRP、D2-CRP、D6-CRP、D7-CRP、DM79、DM78、DM72、DM71、DH79X、DH78X、DH72X、DH71X、UN71、UN73、UN76 血液细胞分析仪。

【使用方法】

将稀释液恢复至使用温度，打开试剂包装，按试剂瓶盖与仪器瓶盖组件接头颜色对应关系，将对应的导液管垂直插入稀释液桶中，旋紧瓶盖组件，并按照仪器说明书进行试剂更换操作，然后进行空白测定，确定测定值在仪器使用说明书要求的空白计数范围内，方可进行样本测试。具体使用方法请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。

【标识的解释】



查阅
使用说明书



体外诊断医疗
器械



批号



有效
期



医疗器械
唯一标识



生产日期



温度极限

装量：装量应不低于标称值。

pH 值：7.60±0.20（25.0°C±1.0°C）。

电导率：1600±50 mS/m。

渗透浓度：310±10 mOsm/kg。

粒子计数：粒子体积≥2.5fL，粒子计数≤2.5×10⁵/L。

准确性：WBC 不超过±5.0%，RBC 不超过±2.5%，PLT 不超过±8.0%，HGB 不超过±2.5%，MCV 不超过±3.0%。

批间差：ΔpH ≤0.40，电导率 Δσ≤50 mS/m（或 0.50 mS/cm），渗透浓度 Δπ≤10 mOsm/kg。

【注意事项】

- 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
- 请勿在有效期后使用。
- 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
- 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
- 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。

【医疗器械备案编号/产品技术要求编号】

粤深械备 20150322 号

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

批准日期：2015 年 11 月 18 日

生效日期：2015 年 11 月 18 日

修改日期：2024 年 12 月 12 日

CLE-P 清洁液

【产品名称】

清洁液

【包装规格】

产品型号：CLE-P

规格：50mL

【预期用途】

适用于帝迈公司生产的血液细胞分析仪，用于定期清洁仪器。

【检验原理】

本品是一种强碱性溶液，能有效地清除残余血液成分（沉积蛋白等）和其它影响血细胞计数的颗粒。

【主要组成成分】

表面活性剂、NaClO、NaOH

【储存条件及有效期】

本品应在温度为 2°C~30°C 条件下储存，有效期为 2 年。

本品在 15°C~30°C 温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

【适用仪器】

适用于帝迈公司生产的血液细胞分析仪。

【使用方法】

在需要使用清洁液的情况下，根据仪器提示，打开清洁液瓶盖，使采样针浸入清洁液中，之后点击吸样键进行使用。详情请参照仪器使用说明书。

【产品性能指标】

外观：本品是澄清液体，无沉淀、颗粒和絮状物。

空白计数：WBC≤0.2×10⁹/L、RBC≤0.02×10¹²/L、HGB≤1g/L、PLT≤10×10⁹/L。

【注意事项】

- 不可入口，避免和皮肤、眼睛接触，一旦接触，立即用大量清水冲洗，如果误服或者溅入眼睛，请及时就医。
- 请勿在有效期后使用。
- 如出现冻结现象，室温下将其解冻，混匀，确认本底在仪器要求的范围内方可使用。
- 请遵照当地法规和相关环保要求处理废弃物、废液及剩余试剂。
- 以下因素会对测试造成干扰：试剂过期或失效；空气中的尘埃对试剂污染；样本处理不洁净；与其他非本厂试剂混合或联用。