


	文件类型	技术文档	文件版本	2.1.0		
	项目代号	DM 3514	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-14-zh				
文件名称： <p style="text-align: center;">血清淀粉样蛋白 A 质控品参考值表</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3514 项目</p>						
编制：曾婷婷 日期：2023.02.22		审核：秦世界 日期：2023.02.22		批准：秦世界 日期：2023.02.22		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新增		曾婷婷	秦世界	2023.02.22
发至：		<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转						

血清淀粉样蛋白 A 质控品参考值表

Serum Amyloid A Protein Control

Code: DM3514

LOT 2023020701

 20240206

适用机型	质控水平	参考值 (mg/L)	参考范围 (mg/L)	偏差限 (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (适用于技术文件版本 A1.0 及 以上)	质控品 1	7.1	5.0-9.2	±2.1
	质控品 2	50.0	35.0-65.0	±15.0