
	文件类型	技术文档	文件版本	V2.2.0	
	项目代号	DM 3514	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-14-en			
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of Serum Amyloid A Protein Control Reference Value</b></p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3514 项目</p>					
编制：曾婷婷 日期：2023.04.20		审核：秦世界 日期：2023.04.20		批准：秦世界 日期：2023.04.20	
<b>修 订 记 录</b>					
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.2.0	/	新增	曾婷婷	秦世界	2023.04.20
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转					

## Table of Serum Amyloid A Protein Control Reference Value

### Serum Amyloid A Protein Control

**Code: DM3514**

LOT 2023041101

 20240410

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2]  (Applicable to technical document version A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	9.75	6.82-12.68	±2.93
	<b>Control 2</b>	48.49	33.94-63.04	±14.55