

	文件类型	技术文档	文件版本	V2.1.1	
	项目代号	DM 3513	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-28-en			
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of CRP Control Reference Value</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3513 项目</p>					
编制：曾婷婷 日期：2023.05.26		审核：秦世界 日期：2023.05.26		批准：秦世界 日期：2023.05.26	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新增	曾婷婷	秦世界	2023.01.16
V2.1.1	/	增加版本信息	曾婷婷	魏保立	2023.05.26
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转					

Table of CRP Control Reference Value

C-Reactive Protein Control

Code: DM3513

 2023011001

 20240109

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0)	Control 1	2.7	1.9-3.5	±0.8
	Control 2	17.3	12.1-22.5	±5.2
	Control 3	50.7	35.5-65.9	±15.2
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A2.0)	Control 1	2.6	1.8-3.4	±0.8
	Control 2	16.3	11.4-21.2	±4.9
	Control 3	53.5	37.4-69.6	±16.1