


| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
|  | 文件类型 | 技术文件 | 文件版本 | V4.3.0 | | |
| | 项目代号 | DM3113 | 页 码 | 第 0 页 共 1 页 | | |
| | 文件编号 | GL DM-56-11-en | | | | |
| 文件名称： <p style="text-align: center;">Table of SAA Calibrator Reference Value</p> | | | | | | |
| 适用范围： <p style="text-align: center;">DM3113 项目</p> | | | | | | |
| 编制：曾婷婷 日期：2023.07.17 | | 审核：魏保立 日期：2023.07.17 | | 批准：魏保立 日期：2023.07.17 | | |
| 修 订 记 录 | | | | | | |
| 版本 | TCN/ECR/ CN 编号 | 修订内容概要 | | 修改人 | 批准人 | 批准日期 |
| V4.3.0 | / | 新建 | | 曾婷婷 | 魏保立 | 2023.07.17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 发至： | <input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检 | | | | | |
| 由试剂研发 | | | | | | |

Table of SAA Calibrator Reference Value**Serum Amyloid A Protein Calibrator**

LOT 2023071001

 20240709

| Model | Level (multi-point) | Reference Value (mg/L) |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical document version A1.0 and above) | Calibrator 1 | 10.5 |
| | Calibrator 2 | 21.4 |
| | Calibrator 3 | 49.5 |
| | Calibrator 4 | 104.2 |
| | Calibrator 5 | 210.3 |