
	文件类型	技术文件	文件版本	V4.5.1	
	项目代号	DM3113	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-10-en			
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of SAA Control Reference Value</b></p>					
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3113 项目</p>					
编制：黄子苒 日期：2023.08.31		审核：曾婷婷 日期：2023.08.31		批准：魏保立 日期：2023.08.31	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/ CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V4.5.0	/	新建	曾婷婷	魏保立	2023.08.21
V4.5.1	/	新增 P101 靶值	黄子苒	魏保立	2023.08.31
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由试剂研发					

**Table of SAA Control Reference Value****Serum Amyloid A Protein Control**

LOT 2023081101

 20240810

<b>Model</b>	<b>Level</b>	<b>Reference Value (mg/L)</b>	<b>Reference Range (mg/L)</b>
DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical document version A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	9.9	6.9-12.9
	<b>Control 2</b>	52.6	36.8-68.4
DP-H10、DP-H12、DP-H13、DP-H15、 DP-H16、DP-H17 (Applicable to technical document version A1.7 and above)	<b>Control 1</b>	10.8	7.6-14.0
	<b>Control 2</b>	55.1	38.6-71.6