
	文件类型	技术文件	文件版本	V5.1.0		
	项目代号	DM3113	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-11-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of SAA Calibrator Reference Value</b></p>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3113 项目</p>						
编制：曾婷婷 日期：2024.02.18		审核：田文飞 日期：2024.02.18		批准：田文飞 日期：2024.02.18		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/ PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V5.1.0	/	新建		曾婷婷	田文飞	2024.02.18
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

**Table of SAA Calibrator Reference Value****Serum Amyloid A Protein Calibrator**

LOT 2024013101

 20250130

Model	Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical document version A1.0 and above)	Calibrator 1	9.4
	Calibrator 2	22.1
	Calibrator 3	50.7
	Calibrator 4	105.9
	Calibrator 5	185.2
	Calibrator 6	235.0
	Calibrator 7	286.1
DP-H10、DP-H12、DP-H13、DP-H15、DP-H16、DP-H17 (Applicable to technical document version A1.0 and above)	Calibrator 1	9.5
	Calibrator 2	25.4
	Calibrator 3	57.7
	Calibrator 4	98.5
	Calibrator 5	192.1