
	文件类型	技术文档	文件版本	V3.1.1		
	项目代号	DM 3514	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-14-en				
文件名称： <h3 style="text-align: center;">Table of Serum Amyloid A Protein Control Reference Value</h3> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3514 项目</p>						
编制：刘嘉 日期：2024.05.08		审核：刘金盈 日期：2024.05.08		批准：郑剑通 日期：2024.05.08		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V3.1.0	/	新增		秦俊飞	田文飞	2024.04.15
V3.1.1	/	增加1117仪器参考值		刘嘉	郑剑通	2024.05.08
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

Table of Serum Amyloid A Protein Control Reference Value

Serum Amyloid A Protein Control

Code: DM3514

LOT 2024032701

 20250326

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0 and above)	Control 1	8.00	5.30-10.70	±2.70
	Control 2	52.46	37.52-67.40	±14.94
DH-800 CRP series DH-800 CS series (Technical File Version A1.3 or higher)	Control 1	7.80	5.46-10.14	±2.34
	Control 2	48.76	34.13-63.38	±14.63