

	文件类型	技术文件	文件版本	V3.2.0	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-16-en			
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value</b></p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制： 黄子苒 日期： 2024.08.09		审核： 曾婷婷 日期： 2024.08.09		批准： 田文飞 日期： 2024.08.09	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V3.2.0	/	新建	黄子苒	田文飞	2024.08.09
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质 检				
由试剂研发					

## C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value

### C-Reactive Protein for Vet Control

**Code: DM3702**

 2024071801

 20250717

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DF66X Vet、DF68X Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	19.9	13.9-25.9	±6.0
	<b>Control 2</b>	59.1	41.4-76.8	±17.7
DH10Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	14.8	10.4-19.2	±4.4
	<b>Control 2</b>	55.8	39.1-72.5	±16.7