

	文件类型	技术文档	文件版本	V1.1.0		
	项目代号	DM3703	页 码	第 1 页 共 2 页		
	文件编号	GL DM-56-77-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Serum Amyloid A Protein Control for Vet Reference Value</b></p>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3703</p>						
编制：魏雪珂 日期：2024.09.29		审核：曾婷婷 日期：2024.09.29		批准：田文飞 日期：2024.09.29		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PC N 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V1.1.0	/	新建		魏雪珂	田文飞	2024.09.29
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

**Serum Amyloid A Protein Control for Vet Reference Value****Code:DM3703**

LOT 2024080201

 20250801

<b>Applicable Instruments</b>	<b>Concentration Level</b>	<b>Reference Value (mg/L)</b>	<b>Reference Range (mg/L)</b>	<b>Deviation Limit (mg/L)</b>
DP-H10 Vet, DP-H12 Vet, DP-H13 Vet, DP-H15 Vet, DP-H16 Vet DP-H17 Vet (Applicable to technical document versions A2.0)	<b>Control 1</b>	29.0	20.3-37.7	±8.7