
	文件类型	技术文件	文件版本	V6.3.0		
	项目代号	DM3107	页 码	第 0 页 共 2 页		
	文件编号	GL DM-56-06-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of C-Reactive Protein Control Reference Value</p>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3107 项目</p>						
编制：秦俊飞 日期：2024.09.21		审核：曾婷婷 日期：2024.09.21		批准：田文飞 日期：2024.09.21		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/ PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V6.3.0	/	新建		秦俊飞	田文飞	2024.09.21
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

**Table of CRP Control Reference Value****C-Reactive Protein Control****Code:DM3107**

LOT 2024083001

 20250829

<b>Model</b>	<b>Level</b>	<b>Reference Value (mg/L)</b>	<b>Reference Range (mg/L)</b>	<b>Deviation Range (mg/L)</b>
DH51CRP, DH53CRP, DH56CRP D1-CRP, D3-CRP, D5-CRP (Applicable to technical document version A11.9)	<b>Control 1</b>	5.4	3.8-7.0	$\pm 1.6$
	<b>Control 2</b>	20.0	14.0-26.0	$\pm 6.0$