

	文件类型	技术文件	文件版本	V4.1.0	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-16-en			
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value</b></p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制： 魏雪珂 日期： 2025.03.11		审核： 曾婷婷 日期： 2025.03.11		批准： 田文飞 日期： 2025.03.11	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V4.1.0	/	新建	魏雪珂	田文飞	2025.03.11
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质 检				
由试剂研发					

## C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value

### C-Reactive Protein for Vet Control

**Code: DM3702**

LOT 2025021001

⌚ 20260209

<b>Model</b>	<b>Level</b>	<b>Reference Value (mg/L)</b>	<b>Reference Range (mg/L)</b>	<b>Deviation Range (mg/L)</b>
DF66X Vet、DF68X Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	14.0	9.8-18.2	±4.2
	<b>Control 2</b>	53.7	37.6-69.8	±16.1
DH10Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	15.2	10.6-19.8	±4.6
	<b>Control 2</b>	56.8	39.7-73.8	±17.0