

	文件类型	技术文件	文件版本	V4.1.0	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-17-en			
文件名称: <p style="text-align: center;">Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value</p>					
适用范围: <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制: 魏雪珂 日期: 2025.03.11		审核: 曾婷婷 日期: 2025.03.11		批准: 田文飞 日期: 2025.03.11	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V4.1.0	/	新建	魏雪珂	田文飞	2025.03.11
发至:	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质检				
由试剂研发					

Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value

C-Reactive Protein Calibrator for Vet

Code: DM3702

 2025021001

 20260209

Model	Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
DF66X Vet DF68X Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	Calibrator 1	14.0
	Calibrator 2	29.3
	Calibrator 3	53.7
	Calibrator 4	89.6
	Calibrator 5	105.3
	Calibrator 6	162.2
DH10Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	Calibrator 1	14.1
	Calibrator 2	32.1
	Calibrator 3	57.1
	Calibrator 4	94.9
	Calibrator 5	115.6
	Calibrator 6	150.3