

	文件类型	技术文档	文件版本	V3.2.0	
	项目代号	DM3511	页 码	第 1 页 共 2 页	
	文件编号	GL DM-56-67-en			
文件名称： <h2 style="text-align: center;">过敏原特异性 IgE 抗体质控品参考值表</h2>					
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3511</p>					
编制： 秦俊飞 日期： 2025.03.15		审核： 曾婷婷 日期： 2025.03.15		批准： 田文飞 日期： 2025.03.15	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/PC N 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V3.2.0	/	新增	秦俊飞	田文飞	2025.03.15
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转					

**Table of Allergen-Specific IgE Antibody Control****Reference Value****Code:DM3511****LOT** 2025011701 20260116

<b>Model</b>	<b>Level</b>	<b>Reference Value (IU/mL)</b>	<b>Reference Range (IU/mL)</b>
MF1200、MF1203、MF1205、 MF1206、MF1208、MF1209、 MF1210、MF1230、MF1250、 MF1260、MF1280 Automatic flow fluorescence immunoassay (Applicable to technical document version A1.0 and above)	<b>Control 1</b>	27.50	19.25-35.75