



	文件类型	技术文件	文件版本	V5.1.0		
	项目代号	/	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-01-en				
文件名称： <h2 style="text-align: center;">抗凝血酶 III 校准品参考值表 2026-05-03</h2> 适用范围：9102 项目						
编制：陈贞竹 日期：2025.3.25		审核：曹佳强 日期：2025.3.25		批准：曹佳强 日期：2025.3.25		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V5.1.0	/	新建		陈贞竹	曹佳强	2025.3.25
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

Antithrombin III Calibrator Reference Value Table

AT-III Calibrator

CALIBRATOR

LOT 2024110401

 20241104 20260503

Applicable Instrument	Unit	Reference Value
CA1200	%	112.4

【NOTE】

1. The calibrator should be stored in the refrigerator at 2 °C~8 °C. After reconstitution, the calibrator can be stable for 8 hours at room temperature (10 °C~30 °C), and can be stable for 12 hours at 2 °C ~8 °C.
2. The calibrator cannot be frozen after reconstitution.
3. The calibrator is for IVD only.