
	文件类型	技术文件	文件版本	V6.4.0		
	项目代号	DM3703	页码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-11-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value</b></p> 适用范围： DM3703项目						
编制：石丽岐 日期：2025.04.07		审核：刘金盈 日期：2025.04.07		批准：程军 日期：2025.04.07		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V6.4.0	/	新建		石丽岐	程军	2025.04.07
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由工程						

# Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value

## Serum Amyloid A Protein Calibrator

LOT 2025030801

 2026-03-07

Applicable Instruments	DP-H10 Vet, DP-H12 Vet, DP-H13 Vet DP-H15 Vet, DP-H16 Vet, DP-H17 Vet (Technical File Version A2.0 or higher)
Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
Calibrator 1	7.8
Calibrator 2	14.3
Calibrator 3	35.2
Calibrator 4	84.0
Calibrator 5	122.2