

	文件类型	技术文件	文件版本	V5.2.0		
	项目代号	/	页 码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-15-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>D-dimer Calibrator Reference Value Table lot 2025073001</b></p> 适用范围： 9102 项目						
编制：刘金盈 日期：2025.08.15		审核：冯会娟 日期：2025.08.15		批准：程军 日期：2025.08.15		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V5.2.0	/	新建		刘金盈	程军	2025.08.15
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由工程						

## D-dimer Calibrator Reference Value Table

### D-dimer Calibrator

**CALIBRATOR**

LOT 2025073001

 20250730 20270729

Applicable Instrument	Unit	Reference Value
CA1200 CA1203 CA1205 DC1210 DC1250 DC1280	$\mu\text{g/mL}$ (FEU)	3.98

**【NOTE】**

1. The calibrator should be stored in the refrigerator at 2 °C~8 °C. After reconstitution, the calibrator can be stable for 8 hours at room temperature (10 °C~30 °C), and can be stable for 12 hours at 2 °C~8 °C.
2. The calibrator cannot be frozen after reconstitution.
3. The calibrator is for IVD only.