
	文件类型	技术文件	文件版本	V6.10.0	
	项目代号	DM3514	页码	第0页 共1页	
	文件编号	GL DM-56-10-en			
文件名称： Table of Serum Amyloid A Protein Control (SAA) Reference Value 2025112001 适用范围： DM3514项目					
编制：刘金盈		审核：冯会娟		批准：程军	
日期：2025.11.28		日期：2025.11.28		日期：2025.11.28	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V6.10.0	/	新建	刘金盈	程军	2025.11.28
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由工程					

Table of Serum Amyloid A Protein Control (SAA) Reference Value

Serum Amyloid A Protein Control

LOT 2025112001

 2026-11-19

Applicable Instruments	Level	Reference Value (mg/L)	Deviation Range (mg/L)	Applicable Instruments	Level	Reference Value (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH-2000T series DH-100T、DH-102T DH-103T、DH-105T DH-106T、DH-108T (Technical File version A2.0 or higher)	Control 1	8.41	±2.52	DH-800 CS series (Technical File Version A1.3 or higher)	Control 1	8.28	±2.48
	Control 2	51.09	±15.33		Control 2	58.78	±17.63